

# 医療器械購入仕様書

## ○医療器械の概要

- ・ 名 称 内視鏡洗浄消毒装置OER-6
- ・ メーカー オリンパスマーケティング株式会社
- ・ 仕 様
  1. 使用環境
    - 1-1 周囲温度10℃～40度であること。
    - 1-2 相対湿度30%～85%であること。
    - 1-3 水道水供給量17L／分以上で使用できること。
    - 1-4 水道水圧の目安0.1MPa以上0.5MPa以下で使用できること(水撃作用含む)。
    - 1-5 水道水温5～28℃で使用できること。
  2. 適用内視鏡
    - 2-1 オリンパス社の内視鏡であること。
  3. 洗浄方式
    - 3-1 外表面:超音波・流液、チャンネル内:送液、ボタン類:超音波・流液
  4. 消毒方式
    - 4-1 外表面:浸漬、チャンネル内:送液・充満、ボタン類:浸漬
  5. 消毒時間
    - 5-1 1～10分で1分ごとに設定変更が可能であること。
  6. 消毒液加温設定
    - 6-1 20℃(20℃未満の場合に、20℃まで加温する機能を有していること)。
  7. 洗浄適用
    - 7-1 内視鏡スコープの他にEUSプローブ、付属のボタン類も洗浄・消毒できること。
  8. 使用洗浄液
    - 8-1 アセサイド6%消毒液800mカセットボトル指定であること。
    - 8-2 超音波洗浄も併用にて行うことが可能なもの。
    - 8-3 高水準消毒が行えること。
  9. 外形寸法
    - 9-1 本体の外形寸法は、1012(H)×450(W)×792(D)mm以下であること。
  10. 漏水検知
    - 10-1 漏水検知を液中での気泡確認法にて行えること。
  11. 出力
    - 11-1 USBポートを搭載し、洗浄履歴データのデジタル出力が可能であること。

## ○医療器械の納期

- ・ 令和8年9月30日

## ○医療器械の納入場所および数量

- ・ 納入場所 能登町宇出津タ字97番地 公立宇出津総合病院  
(内視鏡室)
- ・ 数量 1式

## ○その他

「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。